

Hs2St1 토끼 다클론 항체 - Q7Lga3

품목 번호: CM0015117

소개

HS2ST1 토끼 다클론 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증된 다클론 항체입니다. 이 항체는 신장 발달과 HS 생합성에 관여하는 42kDa 헤파란 황산 2-O-황산전이효소인 사람, 마우스 및 랫드 HS2ST1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HS2ST1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	NFSRA; dJ604K5.2; HS2ST1
종	사람
GeneID (사람)	9653
GeneID	9653
면역원	사람 HS2ST1의 아미노산 1-229에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질/재조합 융합 단백질 (NP_001127964.1)
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q7LGA3
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩