

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Hsc70/Hspa8 토끼 다클론 항체 - P11142

품목 번호: CM0020556



소개

사람 Hsc70/HSPA8(Heat shock cognate 71 kDa protein, HSPA8)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스, 랫드 및 원숭이와 교차 반응합니다. 샤페론, 오토파지 및 스트레스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Hsc70/HSPA8 토끼 다클론 항체
비고/별칭	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
종	사람
GeneID (사람)	3312
GeneID	3312
면역원	사람 Hsc70/HSPA8(NP_006588.1)의 아미노산 510-615에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드, 원숭이
SWISS	P11142
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스팩