

Hsd17B2 토끼 다클론 항체 - P37059

품목 번호: CM0020149

소개

에스트라디올과 테스토스테론을 불활성화하는 17-베타-하이드록시스테로이드 탈수소효소인 HSD17B2에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 시료에 반응하며 WB 및 ELISA에 적합합니다. 스테로이드 대사 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSD17B2 토끼 다클론 항체
비고/별칭	HSD17; SDR9C2; EDH17B2; HSD17B2
종	인간
GeneID	3294
면역원	인간 HSD17B2(NP_002144.1)의 아미노산 100-200번 서열에 해당하는 재조합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P37059
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩