


Hsp27/Hspb1 Rabbit Pab - P04792

품목 번호: CM0012905



소개

웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P) 및 ELISA에 대해 검증된 HSP27/HSPB1 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 HSP27/HSPB1(SWISS P04792)과 반응합니다. 스트레스 반응에 관여하는 분자 샤페론인 열충격 단백질 베타-1을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSP27/HSPB1 Rabbit pAb
비고/별칭	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; HSP27/HSPB1
종	사람(Human)
GeneID (사람)	3315
GeneID	3315
면역원	사람 HSP27/HSPB1 (NP_001531.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P04792
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 백(Ice bag)