

Hspa14 Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q0Vdf9

품목 번호: CM0006620

소개

인간 HSPA14(HSP70-4, HSP70L1)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 인간과 마우스에서 검증되었습니다. 신생 폴리펩타이드 접합에 관여하는 세포질 샤페론입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSPA14 Rabbit mAb
비고/별칭	HSP70-4; HSP70L1; MSANTD7; HSPA14
종	인간
유전자 ID (인간)	51182
유전자 ID	51182
면역원	합성 펩타이드 인간 HSPA14 (Q0VDF9)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q0VDF9
단백질 무게	55kDa
배송	아이스팩