

Htatsf1 Rabbit Pab - O43719

품목 번호: CM0029709



소개

스플라이오솜 구성 요소이자 HIV Tat 보조 인자인 HTATSF1에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 핵 스플라이싱 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HTATSF1 Rabbit pAb
비고/별칭	TATSF1; TAT-SF1; dJ196E23.2; HTATSF1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	27336
GeneID	27336
면역원	인간 HTATSF1 (NP_055315.2)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O43719
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백