

Human Activated T Cell Panel - Rabbit Monoclonal Antibody

품목 번호: CM0009186

소개

Human Activated T Cell Panel, 사람 활성화 T 세포의 유세포 분석을 위한 토끼 단일클론 항체 패널입니다. 면역학 및 세포 생물학 연구용으로 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	Human Activated T Cell Panel
종(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	사람(Human)
배송	아이스 팩(Ice bag)