


Human Ager Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q15109

품목 번호: CM0019034



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 인간 AGER(RAGE) 표적 다클론 항체로, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 염증, 당뇨병 및 신경퇴행성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Human AGER Rabbit pAb
비고/별칭	RAGE; sRAGE; SCARJ1; Human AGER
종	인간
유전자 ID (인간)	177
유전자 ID	177
면역원	인간 AGER (NP_001127.1)의 아미노산 24-344에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q15109
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백