


Wb 및 Elisa용 인간 보체 C6 토끼 다클론 항체 - P13671

품목 번호: CM0014279



소개

인간 보체 C6를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, C6는 MAC의 핵심 구성 요소입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 보체 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C6 토끼 pAb
비고/별칭	C6
종	인간
유전자 ID	729
면역원	인간 C6(NP_000056.2)의 아미노산 586-934에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P13671
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스팩