


Wb 및 Elisa용 Human Iga1 토끼 단일클론 항체 - P01876

품목 번호: CM0004054



소개

CamelBio는 WB 및 ELISA 애플리케이션에 대해 검증된 고품질의 인간 IgA1을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체를 제공합니다. 점막 면역, 면역글로불린 기능 및 B 림프구 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Human IgA1 Rabbit mAb
비고/별칭	IgA1
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID	3493
면역원	인간 IgA1 (P01876)의 아미노산 99-353에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	P01876
단백질 분자량	37KDa/42KDa
배송	아이스백