


Human IgG (Fc) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

품목 번호: CM0006024



소개

고품질 Human IgG (Fc) Rabbit Monoclonal Antibody로, WB, IHC-P, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 IgG 서브클래스(P01857, P01859, P01860, P01861)를 인식합니다. 재조합 면역원, 52kDa. 면역학 및 진단 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Human IgG (Fc) Rabbit mAb
종	인간(Human)
GeneID (Human)	3,500,350,135,023,500
GeneID	3,500,350,135,023,500
면역원	Human IgG (Fc) mAb (P01857)의 아미노산 100-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼(Rabbit)
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P01857, P01859, P01860, P01861
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스팩