


Human IgG1/Immunoglobulin Heavy Constant Gamma 1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P01857

품목 번호: CM0024143



소개

Human IgG1(heavy constant gamma 1, IGHG1)를 표적으로 하는 토끼 다클로널 항체입니다. 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 면역원은 아미노산 21-130(CH1 도메인)에 해당합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Human IgG1/Immunoglobulin heavy constant gamma 1 Rabbit pAb
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	3500
GeneID	3500
면역원(Immunogen)	Human IgG1/Immunoglobulin heavy constant gamma 1 (P01857)의 아미노산 21-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리(Category)	Polyclonal Antibodies (다클로널 항체)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse (인간, 마우스)
SWISS	P01857
단백질 분자량(Protein Weight)	44kDa
배송(Shipping)	Ice bag (아이스팩)