


Human Igm Rabbit Pab For Wb, Elisa - P01871

품목 번호: CM0026493



소개

Human IgM Rabbit pAb는 인간 IgM 중쇄 불변 영역(UniProt P01871)을 표적으로 합니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 이 폴리클론항체는 체액성 면역, B 세포 생물학, 면역글로불린 구조-기능 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Human IgM Rabbit pAb
비고/별칭	MU; VH; AGM1; Human IgM
종	인간
GeneID (Human)	3507
GeneID	3507
면역원	인간IGHM(P01871)의 아미노산 213-453 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01871
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백