

유동 세포 분석용 인간 호중구 패널 단일클론 항체 - Human Neutrophils Panel

품목 번호: CM0008196

소개

유동 세포 분석법(FC)에 대해 검증된 고품질 인간 호중구 표적 단일클론 항체 패널입니다. 면역표현형 분석 및 호중구 생물학 연구에 이상적입니다. 아이스백 배송으로 제공됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Human Neutrophils Panel
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
배송	아이스백