

Human Tbnk Panel 모노클로널 항체 콕테일 - Human Tbnk Panel

품목 번호: CM0011898

소개

인간 시료의 T, B, NK 세포를 유세포 분석(Flow Cytometry)으로 검출하기 위한 토끼 모노클로널 항체로 구성된 Human TBNK Panel입니다. 연구 및 IVD 검사법 개발을 위한 면역표현형 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Human TBNK Panel
종류 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	모노클로널 항체
용도	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간 (Human)
배송	아이스백