

Human Tbnk 패널

품목 번호: CM0009667

소개

Human TBNK 패널은 T 세포, B 세포, NK 세포의 유세포 분석법(FC) 면역표현형 분석에 최적화된 단일클론 항체 세트입니다. 인간 샘플용으로 설계되어 면역학 및 임상 연구를 위한 신뢰할 수 있는 도구를 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Human TBNK 패널
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석법(FC)
교차 반응성	인간
배송 조건	아이스백