

Human Thioredoxin Reductase 1/Trxr1 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16881

품목 번호: CM0021334



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 티오레독신 환원효소 1 (TXNRD1)에 대한 토끼 다클로날 항체. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응함. 산화 환원 생물학 및 암 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Human Thioredoxin Reductase 1/TRXR1 Rabbit pAb
비고/별칭	TR; TR1; TXNR; TRXR1; GRIM-12; Thioredoxin reductase 1 (TXNRD1)
종	인간 (Human)
유전자 ID	7296
면역원	인간 티오레독신 환원효소 1 (TXNRD1) (NP_001087240.1)의 아미노산 410-490에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q16881
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백 (Ice bag)