

인간 Tlr3 토끼 다클론 항체 - O15455

품목 번호: CM0022877



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 적합한 고품질 인간 TLR3 토끼 다클론 항체입니다. 바이러스 이중가닥 RNA를 감지하고 염증 반응을 활성화하는 핵심 선천성 면역 수용체인 인간 TLR3를 인식합니다. 면역학 및 감염병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인간 TLR3 토끼 다클론 항체
비고/별칭	TLR3; CD283; IIAE2; 톨루사 수용체 3; 인간 TLR3
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	7098
유전자 ID	7098
면역원	인간 TLR3 (NP_003256.1)의 아미노산 24-339번 서열에 해당하는 제조합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O15455
단백질 분자량	72kDa/103kDa
배송 방식	아이스백 포장