

Hus1B 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q8Nhy5

품목 번호: CM0030632

소개

HUS1B 토끼 다클론 항체는 WB 및 ELISA 응용 분야에 사용됩니다. 인간 HUS1B 단백질(~31 kDa)을 인식하며 마우스와 랫트와 교차 반응성이 있습니다. 세포주기 검문점 생물학 연구 및 조직 발현 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	HUS1B 토끼 다클론 항체
비고/별칭	HUS1B
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	135458
유전자 ID	135458
면역원	재조합 단백질 인간 HUS1B (NP_683762.2)의 아미노산 1-278번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8NHY5
단백질 분자량	31kDa
배송 방법	아이스 팩