


Hydroxyl-Histone H2A-Y39 (P04908/P0C0S8) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa

품목 번호: CM0000072



소개

티로신 39에서 히드록실화된 히스톤 H2A(P04908/P0C0S8)에 특이적인 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 및 기타 종과 반응합니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Hydroxyl-Histone H2A-Y39 Rabbit mAb
비고/별칭	H2A.1; H2A.2; H2A/a; H2AC4; H2AFA; HIST1H2AE; Hydroxyl-Histone H2A-Y39
종	인간
GeneID (인간)	3012
GeneID	3012/8329
면역원	합성 펩타이드: 인간 히스톤 H2A (P04908)의 Y39 주변 합성 히드록실화 펩타이드
원천	토끼
카테고리	기타 변형 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	P04908/P0C0S8
단백질 무게	14kDa
배송	아이스백