

Icam-1/Cd54 토끼 단일클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용) - P13597

품목 번호: CM0005476

소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA용으로 검증된 ICAM-1/CD54 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 쥐와 반응합니다. 백혈구 부착 및 이동 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ICAM-1/CD54 토끼 mAb
비고/별칭	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2; ICAM-1/CD54
종(Species)	마우스
GeneID (인간)	3383
GeneID	15894
면역원(Immunogen)	마우스 ICAM-1/CD54 (NP_034623.1)의 아미노산 28-485에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스, 쥐
SWISS	P13597
단백질 분자량	59kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)