

Id4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P47928

품목 번호: CM0018843

소개

세포 성장, 분화 및 암과 관련된 전사 조절자인 인간 ID4를 표적으로 하는 Rabbit polyclonal 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ID4 Rabbit pAb
비고/별칭	IDB4; bHLHb27; ID4
종	인간
GeneID	3400 (인간)
면역원	인간 ID4 (NP_001537.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P47928
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백