

Ifluor 594/Abflo 594 토끼 단클론 항체 (Db 및 Elisa용) - If594

품목 번호: CM0010413

소개

Ifluor 594/ABflo 594 토끼 단클론 항체(iF594)는 DB 및 ELISA 응용 분야에 사용되는 종 비의존성 항체입니다. Ifluor 594 염색약을 특이적으로 인식하므로 면역 분석에서 형광 염색약 검출에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Ifluor 594/ABflo 594 토끼 mAb
비고/별칭	iF594
반응 종	종 비의존성
면역원	Ifluor 594에 해당하는 화합물
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	종 비의존성
배송 방식	아이스팩