


Wb, Elisa용 Ifn-Beta 토끼 단일클론 항체 - P01575

품목 번호: CM0007131



소개

마우스 IFN-beta에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합합니다. IFN-beta는 항바이러스 및 면역 조절 기능을 갖는 주요 선천성 면역 사이토카인입니다. 면역학 및 전염병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFN-beta Rabbit mAb
비고/별칭	Ifb; IFNB; Ifl1d1; IFN-beta
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	3456
GeneID	15977
면역원(Immunogen)	마우스 IFN-beta (NP_034640.1)의 아미노산 1-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P01575
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)