


Ifn 감마 Rabbit Polymab® For Wb And Elisa - P01579 / P01581

품목 번호: CM0005598



소개

IFN 감마 Rabbit PolymAb® (SWISS P01579/P01581)은 WB 및 ELISA를 통해 인간 및 쥐 인터페론 감마를 검출하는 단일클론 항체입니다. 면역학 및 감염 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFN 감마 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	If2f, IFNG2
종	인간/쥐
GeneID (인간)	3458
GeneID	3458/25712
면역원	인간/쥐 IFN 감마 재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P01579/P01581
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백