


Ifnar2 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 - P48551

품목 번호: CM0019734



소개

인간 IFNAR2(IFNARB, IFNABR)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. I형 인터페론 신호 전달 및 JAK-STAT 경로 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IFNAR2 토끼 다클론 항체
비고/별칭	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
종	인간
유전자ID (인간)	3455
유전자ID	3455
면역원	인간 IFNAR2(NP_997468.1)의 아미노산 27-243에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P48551
단백질 분자량	58kDa
배송 조건	아이스 팩