

[Ko 검증] Ifnar2 Rabbit Pab - Ifnar2 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko-Validated)

품목 번호: CM0023765

소개

인간 IFNAR2 (IFN-R, IFNABR, IFNARB)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. 녹아웃(KO) 모델에서 검증되었습니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 적용에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 인터페론 신호전달 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[Ko 검증] IFNAR2 Rabbit pAb
비고/별칭	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; R2
종	인간
유전자 ID	3455
면역원	인간 IFNAR2 (NP_997468.1)의 아미노산 101-243에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
단백질 분자량	27kDa/37kDa/57kDa
배송	아이스백