


Igf2Bp3 토끼 다클론 항체 (Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa) - O00425

품목 번호: CM0026782



소개

인간 IGF2BP3(IMP3)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성이 있습니다. mRNA 수송, 안정성 및 암 생물학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IGF2BP3 토끼 pAb
비고/별칭	KOC, CT98, IMP3, KOCI, IMP-3, VICKZ3, IGF2BP3
종	인간
유전자 ID	10643
면역원	인간 IGF2BP3 (NP_006538.2)의 아미노산 300-579 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O00425
단백질 분자량	64 kDa
배송 방법	아이스 팩