

Wb, Elisa용 Igfbp1 토끼 다클론 항체 - P08833

품목 번호: CM0026575



소개

인간 IGFBP1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. IGF 매개 경로, 세포 이동 및 세포사멸 조절 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	IGFBP1 토끼 pAb
비고/별칭	AFBP, IBP1, PP12, IGF-BP25, hIGFBP-1, IGFBP1
종	인간
유전자 ID (인간)	3484
유전자 ID	3484
면역원	제조합 단백질 인간 IGFBP1 (NP_000587.1)의 아미노산 81-259에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P08833
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩