


Igfbp5 토끼 다클론 항체 - P24593

품목 번호: CM0016622



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 IGFBP5 토끼 다클론 항체입니다. IGF 신호 전달과 ECM 생성의 주요 조절자인 인간, 마우스, 랫드 IGFBP5를 검출합니다. 종양학 및 골 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IGFBP5 토끼 다클론 항체
비고/별칭	IBP5; IGFBP5
종	인간
유전자 ID (인간)	3488
유전자 ID	3488
면역원	인간 IGFBP5(NP_000590.1)의 아미노산 68-167에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P24593
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩