

Il-1 Alpha Rabbit Mab - P01582

품목 번호: CM0006454

소개

마우스 IL-1 alpha를 타겟팅하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블랏 및 ELISA에 적합합니다. 염증, 사이토카인 신호 전달, 및 선천성 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL-1 alpha Rabbit mAb
비고/별칭	IL-1a; IL-1 alpha
종(Species)	Mouse
유전자 ID (인간)	3552
유전자 ID (마우스)	16175
면역원	재조합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse
SWISS	P01582
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스 팩