

웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), Elisa용 IL-1 Alpha Rabbit Pab - P01583

품목 번호: CM0015903



소개

인간 IL-1 alpha (31kDa)를 표적하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. 염증, 선천면역, 알라민 신호전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	IL-1 alpha Rabbit pAb
비고/별칭	IL1; IL-1A; IL1F1; IL1-ALPHA; IL-1 alpha
종	인간
GeneID (인간)	3552
GeneID	3552
면역원	인간 IL-1 alpha (NP_000566.3)의 아미노산 113-267 서열에 상응하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01583
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백