

Wb 및 Elisa용 Il10 토끼 다클론 항체 - P18893

품목 번호: CM0020855



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 마우스 IL-10 토끼 다클론 항체입니다. 주요 항염증성 사이토카인인 마우스 IL-10을 인식합니다. 재조합 면역원이 사용되었습니다. 면역 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL10 토끼 다클론 항체
비고/별칭	CSIF; If2a; IL-10; IL10
종	마우스
GeneID (human)	3586
GeneID	16153
면역원	마우스 IL10의 19~178번 아미노산 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_034678.1).
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P18893
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩