


IL13 토끼 다클론 항체 - P35225

품목 번호: CM0022060



소개

인간 IL13에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA 검증을 완료했습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 알레르기성 염증 및 Th2 면역 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL13 토끼 다클론 항체
비고/별칭	P600; IL-13; IL13
종	인간
GeneID (인간)	3596
GeneID	3596
면역원	인간 IL13의 25-146번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002179.2).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P35225
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백