


IL17A 토끼 다클론 항체 - Q16552

품목 번호: CM0016457



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA 응용 분야에 사용되는 IL17A 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 IL-17A를 검출합니다. Th17 매개 염증, 항균 방어 및 상피 장벽 완전성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL17A 토끼 pAb
비고/별칭	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
종	인간
유전자 ID	3605
면역원	인간 IL17A (NP_002181.1)의 아미노산 24-155에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16552
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백