

IL18 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q14116

품목 번호: CM0006418



소개

사람 IL18 (인터루킨-18)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫트와 반응합니다. Th1/NK 세포 면역 및 염증 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	IL18 토끼 mAb
비고/별칭	IGIF; IL-18; IL-1g; IL1F4; IL18
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3606
GeneID	3606
면역원(Immunogen)	사람 IL18 (NP_001553.1)의 아미노산 1-193에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14116
단백질 분자량(Protein Weight)	22kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)