


Wb, Elisa용 Il2 Rabbit Monoclonal Antibody - P60568

품목 번호: CM0007395



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA를 위한 인간 인터루킨-2(IL2) 표적 토끼 단일클론 항체. T-세포 성장, 면역 관용 및 면역 치료 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL2 Rabbit mAb
비고/별칭	IL-2; TCGF; 림포카인; IL2
종	인간
유전자 ID (인간)	3558
유전자 ID	3558
면역원	인간 IL2의 아미노산 21-153 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질 (NP_000577.2)
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P60568
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백