


IL21R 토끼 Pab - Q9Hbe5

품목 번호: CM0026737



소개

IL21R 토끼 pAb는 인간 및 마우스 인터루킨-21 수용체(CD360)를 검출하는 WB 및 ELISA용 고품질 다클론 항체입니다. 림프 생물학 및 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL21R 토끼 pAb
비고/별칭	NILR, CD360, IMD56, IL21R
종	인간
유전자 ID (인간)	50615
유전자 ID	50615
면역원	인간 IL21R (NP_851565.4)의 아미노산 20-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9HBE5
단백질 분자량	59kDa
배송 방식	아이스백