


Wb, Elisa용 Il4 토끼 다클론 항체 - P05112

품목 번호: CM0017626



소개

사람 IL-4(인터루킨-4)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. 면역 조절 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL4 토끼 pAb
비고/별칭	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
종	사람
GeneID	3565 (사람)
면역원	사람 IL4(NP_000580.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P05112
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩