


IL4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05112

품목 번호: CM0026411



소개

인간 IL4를 표적으로 하는 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF-P, ELISA에서 검증됨. 사이토카인 연구, B-세포 활성화, 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL4 Rabbit pAb
비고/별칭	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
종	인간
GeneID (Human)	3565
GeneID	3565
면역원	인간 IL4 (NP_000580.1)의 아미노산 25-153 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P05112
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백