


Wb, Elisa용 Il4 Rabbit Polymab® - P05112 / P07750

품목 번호: CM0006937



소개

IL4 Rabbit PolymAb®는 WB 및 ELISA용으로 검증된 토끼 단일클론 항체입니다. 사람 및 마우스 IL4를 인식하며, 예측 분자량은 17 kDa입니다. 사이토카인 신호전달, 면역 조절 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL4 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
종	사람/마우스
GeneID (사람)	3565
GeneID	3565/16189
면역원	사람/마우스 IL4 재조합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P05112/P07750
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩