


Inmt Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O95050

품목 번호: CM0014835



소개

인돌에틸아민 N-메틸트랜스퍼라제(INMT)에 대한 Rabbit polyclonal antibody로 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 샘플에 적용 가능하며, 29 kDa 밴드를 검출합니다. 메틸화 및 해독 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	INMT Rabbit pAb
비고/별칭	TEMT; INMT
종	인간
유전자 ID (인간)	11185
유전자 ID	11185
면역원	재조합 단백질: 인간 INMT (NP_006765.4)의 아미노산 1-263에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O95050
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백