

Inos 토끼 다클론 항체 - P35228

품목 번호: CM0013339



소개

인간 iNOS(NOS2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용할 수 있습니다.

인간, 생쥐, 쥐를 검출하며 분자량은 131kDa입니다. 염증 및 NO 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	iNOS 토끼 다클론 항체
비고/별칭	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
종	인간
유전자 ID (인간)	4843
유전자 ID	4843
면역원	재조합 단백질; 인간 iNOS (NP_000616.3)의 아미노산 948-1153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P35228
단백질 분자량	131kDa
배송 방식	아이스 팩