

Inppl1 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - O15357

품목 번호: CM0013309



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 INPPL1 (SHIP2) 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 대사 및 암 연구에서 PI3K 신호전달의 핵심 조절인자인 포스파티딜이노시톨 포스파타제 SHIP2를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	INPPL1 토끼 pAb
비고/별칭	OPSM2; SHIP2; INPPL1
종	인간
유전자 ID (인간)	3636
면역원	인간 INPPL1 (NP_001558.3)의 아미노산 100-310번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15357
단백질 분자량	139kDa
배송 방식	아이스백