

## Insrr Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P14616

품목 번호: CM0017739



### 소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 INSRR(IRR)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. 마우스 및 래트와 교차 반응. 인슐린 수용체 관련 단백질은 pH 감응성 수용체 티로신 키나제로 작용합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 값                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | INSRR Rabbit pAb                                                   |
| 비고/별칭          | IRR; INSRR                                                         |
| 종              | 인간                                                                 |
| GeneID (Human) | 3645                                                               |
| GeneID         | 3645                                                               |
| 면역원            | 재조합 단백질 (인간 INSRR (NP_055030.1)의 아미노산 747-921 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질) |
| 원천             | 토끼                                                                 |
| 범주             | 폴리클론 항체                                                            |
| 응용             | WB, ELISA                                                          |
| 교차 반응성         | 마우스, 래트                                                            |
| SWISS          | P14616                                                             |
| 단백질 무게         | 144kDa                                                             |
| 배송             | 아이스백                                                               |