

Wb, Ihc-P, If-P, Elisa용 인슐린 토끼 다클론 항체 - P01308

품목 번호: CM0019526



소개

인간 인슐린(SWISS P01308)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, IF-P, ELISA 응용 분야에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하여 대사 장애 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인슐린 토끼 pAb
비고/별칭	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; Insulin
종	인간
유전자 ID (인간)	3630
면역원	재조합 단백질 - 인간 INS(NP_000198.1)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P01308
단백질 분자량	12 kDa
배송 방식	아이스 팩