

인테그린 연결 Ilk 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q13418

품목 번호: CM0007837



소개

인간 인테그린 연결 ILK(ILK, P59, ILK-1, ILK-2)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 인테그린 신호 전달과 초점 부착 동역학에 중요한 59 kDa 지지 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인테그린 연결 ILK 토끼 mAb
비고/별칭	P59; ILK-1; ILK-2; p59ILK; HEL-S-28; Integrin linked ILK
종	인간
유전자 ID (인간)	3611
유전자 ID	3611
면역원	합성 펩타이드 인간 인테그린 연결 ILK(Q13418)의 아미노산 350-452번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13418
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스 팩