

Irak2 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - O43187

품목 번호: CM0028839



소개

웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증된 IRAK2 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 IRAK2와 반응하며, IL-1 신호 전달 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IRAK2 토끼 pAb
비고/별칭	IRAK-2; IRAK2
종	인간
GeneID (인간)	3656
GeneID	3656
면역원	인간 IRAK2(NP_001561.3)의 아미노산 1-270번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O43187
단백질 분자량	69kDa
배송 방식	아이스백