


Wb, Ihc-P, Elisa용 Isg15 토끼 다클로날 항체 - P05161

품목 번호: CM0013107



소개

사람 및 쥐 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 ISG15 토끼 다클로날 항체입니다. 유비퀴틴 유사 단백질인 ISG15는 선천성 항바이러스 면역 및 ISGylation에서 중요한 역할을 합니다. IVD 및 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ISG15 Rabbit pAb
비고/별칭	GIP2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; ISG15
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	9636
유전자 ID	9636
항원(Immunogen)	사람 ISG15 (NP_005092.1)의 아미노산 1-165에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P05161
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)