

Wb, Fc, Elisa용 Itgb3 토끼 다클로날 항체 - P05106

품목 번호: CM0024490



소개

WB, FC, ELISA에 대해 검증된 ITGB3 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 인테그린 베타-3(CD61)은 혈소판 응집과 세포 부착에 필수적입니다. 진단 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ITGB3 Rabbit pAb
비고/별칭	ITGB3; BDPLT16; BDPLT2; CD61; GP3A; GPIIIa; GT; integrin beta-3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3690
면역원	인간 ITGB3 (NP_000203.2)의 아미노산 21-718에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P05106
단백질 분자량	86kDa/87kDa
배송	아이스백(Ice bag)